

LEDヘッドライト



Power View コードレス

特長

- コードレスによりコードの煩わしさが解消しました。
- 外来診察はもちろん、手術にも適しています。



商品コード:10105000

Option

●ルーペ (黒)

+3DP 商品コード: 10105901

+5DP 商品コード: 10105902



便利な跳ね上げ可能タイプ

●ルーペ (白)

+3DP 商品コード: 10105903

+5DP 商品コード: 10105904



●フィルター

+4 商品コード: 10105407

+12 商品コード: 10105417



レンズ部に装着し、皮膚に近い色調で観察することができます。

●仕様

光源	1W 白色LED(寿命約10000時間)
照度	約25,000lux(WD=約150mmの時)
スポットサイズ	φ35mm(約150mmの時)
レンズ部外径	φ20mm
寸法	ヘッドバンド部 最大周 640mm 最小周 500mm
質量	270g
連続使用時間	連続点灯 約7~8時間(当社調べ)
充電時間	約4時間(付属の充電器使用)
電氣的定格	単三充電電池(ニッケル水素)×2本使用 直列接続(電圧 2.4V) (単三乾電池(アルカリ)×2本使用 電圧 3V)

●機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類	内部電源ME機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	B形装着部をもつ機器
水の有害な浸入に対する保護の程度	IPX0
作動(運転)モード	連続作動(運転)機器

一般的名称	額帯灯
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
製造販売届出番号	13B1X00138030384



永島医科器械株式会社

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323

[東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824

[名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326

[大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2106-01-N10