

LEDヘッドライト

Power View

特長

- ▼ 連続使用時間4時間(ストロングタイプ)と8時間(レギュラータイプ)《参考》
- ▼ LEDを使用した環境重視タイプ
- ▼ 軽量化され、診療に適したヘッドライト

構成

ヘッドバンド本体・接続コード
 バッテリーボックス
 充電器・充電電池(2個)

商品コード	タイプ	商品コード	
		トップバンド式	レギュラータイプ
		ストロングタイプ	10105600
	横帯式	レギュラータイプ	10105200
		ストロングタイプ	10105700



▶▶ トップバンド式・レギュラータイプ



▶▶ 横帯式・レギュラータイプ

バッテリーボックス

ストロングタイプは、レギュラータイプに比べさらに明るい照明光を照射します。診療に適したタイプをお選びください。
 (予備としてご使用いただけるよう、バッテリーボックスのみの購入も可能です。)



●レギュラータイプ

●ストロングタイプ

LEDヘッドライト Power View

仕様	レギュラー	ストロング
照度(WD=約150mmの時)	約25000lux	約30000lux
光源	1W 白色LED(寿命約10000時間)	
スポットサイズ	約150mmの時 φ35mm	
レンズ部外径	φ20mm	
寸法	ヘッドバンド部	最大周640mm 最小周500mm
	LED発光部	直径20mm 長さ60mm
	バッテリーボックス	W65×D28×H90mm
質量(バッテリーボックス除く)	190g(トップバンド式) / 170g(横帯式)	
充電時間	約4時間(付属の充電器使用)	
連続使用時間(連続点灯)*	約7~8時間	約4時間
電氣的定格	単三充電電池(ニッケル水素)×2本使用 直列接続:電圧2.4V (単三乾電池(アルカリ)×2本使用 電圧3V)	

*当社調べ

Option

●ルーペ(黒)

+3DP 商品コード: 10105901
 +5DP 商品コード: 10105902



便利な跳ね上げ可能タイプ



●ルーペ(白)

+3DP 商品コード: 10105903
 +5DP 商品コード: 10105904



●フィルター

+4 商品コード: 10105407
 +12 商品コード: 10105417



レンズ部に装着し、皮膚に近い色調で観察することができます。

LEDヘッドライト

Power View 同軸ミラー付

特長

▼ 光軸と視軸が一致するので、より深部の観察に適しています。

構成

ヘッドバンド本体(同軸ミラー付)
 接続コード・バッテリーボックス
 充電器・充電池(2個)

商品コード	トップバンド式	レギュラータイプ	10105810
		ストロングタイプ	10105820
	横止式	レギュラータイプ	10105830
		ストロングタイプ	10105840



横止式・レギュラータイプ

LEDヘッドライト Power View 同軸ミラー付

仕様	レギュラー	ストロング
光源	1W 白色LED(寿命約10000時間)	
スポットサイズ	約150mmの時 φ35mm	
レンズ部外径	φ20mm	
ヘッドバンド 寸法	横止式	最大周590mm/640mm(オプション) 最小周500mm
	トップバンド式	最大周640mm 最小周500mm
寸法	LED発光部	直径 20mm 長さ 60mm
	バッテリーボックス	W65×D28×H90mm
質量(バッテリーボックス除く)	170g(横止式) 190g(トップバンド式)	
充電時間	約4時間(付属の充電器使用)	
連続使用時間(連続点灯)*	約7~8時間	約4時間
電氣的定格	単三充電電池(ニッケル水素)×2本使用 直列接続:電圧 2.4V (単三乾電池(アルカリ)×2本使用 電圧 3V)	

*当社調べ

バッテリーボックス

ストロングタイプは、レギュラータイプに比べさらに明るい照明光を照射します。診療に適したタイプをお選びください。
 (予備としてご使用いただけるよう、バッテリーボックスのみの購入も可能です。)



●レギュラータイプ ●ストロングタイプ

LEDヘッドライト Power View 同軸ミラー付

機器の分類	
電撃に対する保護の形式による分類	内部電源ME機器
電撃に対する保護の程度による装着部による分類	B形装着部をもつ機器
水の有害な浸入に対する保護の程度	IPX0
作動(運転)モード	連続作動(運転)機器

一般的名称	額帯灯
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
製造販売届出番号	13B1X00138030022 13B1X00138030379 (同軸ミラー付)



永島医科器械株式会社

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上り津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用

*本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2302-02-N10