

眼球運動の観察を目的とした眼鏡

フ렌ツェル眼鏡 NK-1



- LEDライト搭載のため明るく、視野が良好です。
- 電池BOXを内蔵しコンパクトサイズで、持ち運びが楽になりました。

●仕様

寸法	W150×D65×H100 (mm)
質量	280g
照明機能	白色LED使用
電氣的定格	電源:リチウム電池「CR123A」×1本 (電圧 3V)

●商品コード

10111100	フレンツェル眼鏡 NK-1 赤
10111110	フレンツェル眼鏡 NK-1 赤 頭部固定バンド付
10111200	フレンツェル眼鏡 NK-1 青
10111210	フレンツェル眼鏡 NK-1 青 頭部固定バンド付
10111101	頭部固定バンド NK-1 用

※頭部固定バンドのみでの販売も可能です。

●機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類	内部電源ME機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	BF形装着部を持つ機器
水の有害な浸入に対する保護の程度	IPX0
作動(運転)モード	連続作動(運転)機器

一般的名称	フレンツェル眼鏡
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
製造販売届出番号	13B1X00138040019



永島医科器械株式会社

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上り津2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2302-01-N10

フ렌ツェル眼鏡用 アイカバー

eye cover

用途

フレンツェル眼鏡を装着する際、直接肌に触れることなく使用できる衛生面に配慮したアイカバーです。

フレンツェル眼鏡の使用前に使用方法に従って装着してください。

使用上の注意


- ◇本製品は使用毎に交換してください。
- ◇アイカバーが眼に入らないよう注意してください。
- ◇用途以外には使用しないでください。
- ◇本製品は未滅菌品です。

使用方法

①左右の端を軽くつまみ、
絵のように広げます。



②眼の位置に合わせ、
両耳にかけます。



③アイカバーがずれないように、
フレンツェル眼鏡を装着して
ください。



フレンツェル眼鏡用アイカバー

商品コード / 10111102

入数：50 枚 / 箱

定価：¥2,400

素材：PP スパンボンド不織布



NAGASHIMA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.