

LED光源装置 SL-12

製造販売届出番号:13B1X00138030401



LED

- ▶ 光量調節付
- ▶ より自然光に近いLED照明
- ▶ LED平均寿命25000時間(参考)

寸法: W180×D210×H110mm
質量: 3.9kg

電氣的定格	定格電源 AC100V 50/60Hz 電源入力 50VA
色温度	5000 ~ 6400K
寸法	W180×D210×H110mm
質量	約 3.9kg
商品コード	卓上タイプ: 20349100
	顕微鏡取付タイプ: 20349200

販売名	LED光源装置 SL-12
一般的名称	汎用光源
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当

■ 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類	クラスIのME機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	BF形装着部を持つ機器
水の有害な浸入に対する保護の程度	IPX0
作動(運転)モード	連続作動(運転)機器

ヘッドライトシリーズ

HeadLights



永島医科器械株式会社

SINCE 1910

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2207-01-N01



NAGASHIMA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

SINCE 1910

LEDシリーズ

オプション豊富で軽量、簡易な手術にも対応可能なシリーズです。

LEDシリーズの詳しい仕様は、単品カタログにてご覧ください。

LEDヘッドライト Power View

製造販売届出番号:13B1X00138030022



トップ 横帯 LED

- ▼LEDを採用した標準モデル。
- ▼バッテリーBOXは、2タイプから選択が可能です。
レギュラータイプ(連続使用時間約8時間)と、
より光の強いストロングタイプ(同4時間)があります。
- ▼オプションにより、ルーペとフィルターの装着ができます。

商品コード	トップバンド式:10105100 (レギュラー)
	横帯式 :10105200 (レギュラー)

レンズ部外径:φ20mm
質量:190g(トップバンド式)、170g(横帯式)

LEDヘッドライト Power View 同軸ミラー

製造販売届出番号:13B1X00138030379



トップ 横止 LED

- ▼標準モデルに同軸ミラーを搭載。
より深部の観察に適しています。
- ▼バッテリーBOXは、2タイプから選択が可能です。
- ▼オプションにより、フィルターの装着ができます。

商品コード	トップバンド式:10105810 (レギュラー)
	横止式 :10105830 (レギュラー)

質量:190g(トップバンド式)、170g(横止式)

LEDヘッドライト Power View コードレス

製造販売届出番号:13B1X00138030384



トップ LED

- ▼LEDを採用したコードレスモデル。
- ▼バッテリーBOXを使用することなく、レギュラータイプと
同等の使用時間と光の強さを保持しています。
- ▼オプションにより、ルーペとフィルターの装着ができます。

商品コード	トップバンド式:10105000
-------	------------------

レンズ部外径:φ20mm
質量:約270g

ファイバーヘッドライトシリーズ

頭部にフィットし、安定感があります。

額帯電灯 クリニカヘッドライト

製造販売届出番号:13B1X00138030328



商品コード	トップバンド式:10141800 (2.2mタイプ)
	横止式 :10141810 (2.2mタイプ)

レンズ部外径:φ16mm
質量:約400g

トップ 横止 2.2m 3m

Option

- ▶熊沢氏ルーペ +3 (1.7倍) 商品コード:10141901
- +5 (2.5倍) 商品コード:10141902

*額帯電灯 クリニカヘッドライトに取付可能です。



額帯電灯 神尾氏ヘッドライト

製造販売届出番号:13B1X00138030329



商品コード	トップバンド式:10142100 (3mタイプ)
	横止式 :10142110 (3mタイプ)

レンズ部外径:φ11mm
質量:約420g

トップ 横止 2.2m 3m

同軸ミラーシリーズ

光軸と視野が一致しているため、深部の観察に適しています。

額帯電灯 調所氏ヘッドライト

製造販売届出番号:13B1X00138030331



商品コード	トップバンド式:10142200 (2.2mタイプ)
	横止式 :10142220 (2.2mタイプ)

質量:約420g

トップ 横止 2.2m 3m

トップ 横止 横帯

・額帯の種類を表しています。

2.2m 3m

・付属のライトガイドケーブルの長さを表しており、
お好きな方をご選択いただけます。

LED

・LEDを使用した製品です。

■機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類	内部電源ME機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	B形装着部をもつ機器
水の有害な浸入に対する保護の程度	IPX0
作動(運転)モード	連続作動(運転)機器

一般的名称	額帯灯
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当