


# 超微細鉗子シリーズ




※実寸大  
有効長：75 mm



超微細鋭匙鉗子 直

(10150100)

嘴（有効部）：縦 1.5× 横 0.6 mm



超微細麦粒鉗子 直

(10150200)

嘴（有効部）：縦 1.5× 横 0.6 mm



超微細剪刀 直

(10150300)

嘴（有効部）：縦 2.3× 横 0.8 mm

■ 薬事情報

販売名	超微細鋭匙鉗子	超微細麦粒鉗子	超微細剪刀
一般的名称	耳鼻咽喉科用鋭匙鉗子	鉗子	はさみ
リスク分類	一般医療機器	一般医療機器	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当	非該当	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当	非該当	非該当
届出番号	13B1X00138KS0390	13B1X00138KS0391	13B1X00138KS0392



**永島医科器械株式会社**

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-2-4-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323  
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824  
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326  
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用