


耳用吸引剥離子

狭い部位や細かい部位を剥離・吸引する際に適した器具です。

■商品コード 10182100




先端幅:1.7mm




〈15mm長〉

■商品コード 10182101



先端幅:1.7mm



シャフトの長さを従来に比べ長くし、吸引口の位置を逆側につけることで人差し指での調整が可能になりました。

■薬事情報

販売名	耳用吸引剥離子
一般的名称	剥離子
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138SA0394



永島医科器械株式会社

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-2-4-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2404-01-K03