

# 粘膜下甲介用吸引剥離子 久保氏



全 長:155mm  
先端外径:5mm×3mm

■下鼻甲介吸引剥離時に適した長さの吸引剥離子です。

一般的名称:剥離子  
リスク分類:一般医療機器  
特定保守管理医療機器 該当の有無:非該当  
設置管理医療機器 該当の有無:非該当

医療機器共通

販売名	粘膜下甲介用吸引剥離子
種類	久保氏
製造販売届出番号	13B1X001385K0211
商品コード	10209300

# 粘膜下甲介用吸引剥離子 久保氏 3cm長タイプ



全 長:185mm  
先端外径:5mm×3mm

■鼻中隔用剥離子として適した長さの吸引剥離子です。

販売名	粘膜下甲介用吸引剥離子
種類	久保氏 3cm長タイプ
製造販売届出番号	13B1X001385K0211
商品コード	10209301

# 前頭洞・蝶形洞用吸引剥離子 名市大鈴木式 久保氏改良型



全 長:210mm  
先端外径:5mm×3mm

■銀製のため、手の力で曲げる事ができる吸引剥離子です。  
また、長いので蝶形洞や下垂体へのアプローチも容易です。  
※強く曲げると破損のおそれがあります。

販売名	前頭洞・蝶形洞用吸引剥離子
種類	名市大鈴木式 久保氏改良型
製造販売届出番号	13B1X001385K0383
商品コード	10209400

# 粘膜下甲介用吸引剥離子 三重大小林式 久保氏改良型 先曲 (通称:くぼこぼのサクションキュレット)



全 長:200mm  
先端外径:2.8mm×2.5mm(90°)

■先が細く先端が直角に曲がっているため、狭いスペースでの側方の剥離吸引操作に便利です。



販売名	粘膜下甲介用吸引剥離子
種類	三重大小林式 久保氏改良型 先曲
製造販売届出番号	13B1X001385K0211
商品コード	10209310



永島医科器械株式会社

SINCE 1910

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本 社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323  
[東京支社] 〒131-0034 墨田区堤通1-19-9 リハ・サイドセントラルタワー9F TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824  
[名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326  
[大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用