

ELPS用製品ラインアップ 非医療機器製品




ELPS 用製品の紹介動画はこちら
<https://youtu.be/lkFsy5pN3YY>

喉頭鏡ホルダー支持台 ラリング用

〈非医療機器〉 10338700

- 喉頭鏡ホルダーを支持するための台です。



サイズ:(W)700×(D)225×(H)250~300mm

喉頭鏡ホルダー 斉藤氏

〈非医療機器〉 10338400

- 喉頭鏡をホールドすることにより、患部の視野確保のサポートができます。
- ハンドルによって下咽頭部位を展開することができます。



滅菌コンテナ

〈非医療機器〉

ELPS 基本セット用 80410037

サイズ:(W)597×(D)279×(H)102mm

ELPS 基本セット用 鉗子トレイ付 80410038

サイズ:(W)597×(D)279×(H)203mm



- ELPS 製品をまとめて滅菌することができます。
- セットして収納することも可能です。



永島医科器械株式会社

SINCE 1910

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本 社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2111-01-Na10



Satou's Curved Laryngo-pharyngoscope (Type-S2) & Endoscopic Laryngo-pharyngeal Surgery goods.

開口器付 口腔咽喉頭直達鏡 佐藤式 彎曲型

ELPS用製品ラインアップ




開口器付 口腔咽喉頭直達鏡

佐藤式 彎曲型

特徴

- 鏡筒部が彎曲しているため歯牙・顎関節・頸椎への負担を軽減しつつ、中下咽頭・喉頭の良い視野とワーキングスペースが確保できます。
- 可動式開口フレームによって口腔・中咽頭の視野が改善され、肉眼直視下での扁桃摘出術でも扁桃下極までの良好な視野が提供できます。
- 開口器が調節レバーを装備しているため鏡筒部の挿入深さを任意に調節でき、調節レバーを回すことで容易に微調節ができます。
- 経鼻内視鏡や上部消化管内視鏡を使用することで、より確実な診断・手術(ELPS・ESD・EMR)ができます。



取扱説明画像

商品コード:10349000

一般的名称	開口器
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
製造販売届出番号	13B1X00138SA0395

咽喉頭直達鏡

佐藤式 彎曲型

特徴

- 上部消化管拡大内視鏡等を併用することで、より確実な診断・手術(ELPS・ESD・EMR)ができます。



有効長:145mm

商品コード:10342100

一般的名称	開口器
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
製造販売届出番号	13B1X00138SS0021

専用舌圧子は下記のとおり

- ELPS用舌圧子 長 10343301
- ELPS用舌圧子 短 10343300

ELPS用製品ラインアップ



リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当

(医療機器共通)

彎曲鉗子

一般的名称:鉗子 製造販売届出番号:13B1X00138SK0032

- ELPS用麦粒状鉗子は、表皮癌組織の生検摘出に有効な把持鉗子です。
- ELPS用段状鉗子は広範囲な病変組織を、剥離及び摘出する時の把持鉗子です。



麦粒状 先端把持型	大	10343110	麦粒状 横両開 先端把持型	大	10344110
	小	10343210		小	10344210
段状 先端把持型	大	10343700	段状 横両開 先端把持型	大	10343900
	小	10343800		小	10344000

● 嘴サイズ 大:3×10mm / 小:3×5mm


【注意】表在癌組織標本の採取時は、レーザー及び鋭い鉤状鉗子では標本組織を破損する場合があります。

ELPS用舌圧子

一般的名称:舌圧子 製造販売届出番号:13B1X00138050042

- 舌を保護しながら咽喉頭直達鏡をスムーズに挿入できます。

開口器付直達鏡用 長 10343311



有効長:150mm

開口器付直達鏡用 短 10343310



有効長:100mm

ELPS用ガイド管

一般的名称:ガイド 製造販売届出番号:13B1X00138050033

- 部位の状況によりガイド管に角度を付けて内視鏡用穿刺針を誘導させることができます。(細は把柄に、赤リングがついています。)

細 10343400



太 10343500



強弯 10348700



微弯 10348600



直 10348500



ELPS用スコープガイド管 洗浄管付

一般的名称:ガイド/内視鏡用レンズ洗浄具
製造販売届出番号:13B1X00138MK0382

- 内視鏡を任意の位置まで誘導し、鏡面及び患部を洗浄することができます。