

けい こう わん きょく かん し せん たん かい てん しき
経口彎曲鉗子 先端回転式

挿入のしやすさを求め、先端角度 15°・30°・40°の3種類のラインアップをご用意。

手元の回転ハンドルを回転させることで、先端部が回転します。丈夫かつ握りやすいハンドルの装備により、強い把持力を実現。ELPSの手技に適しています。




再使用可能鉗子

先端拡大図

各製品共通

全長:448mm
挿入部有効長:330mm
挿入部外径:5mm



経口彎曲鉗子 先端回転式 15°

○想定使用部位: 下咽頭後壁、梨状陥凹 など*

回転ハンドルを回すことにより、先端部が回転します。

洗浄口

経口彎曲鉗子 先端回転式 30°

○想定使用部位: 下咽頭後壁、梨状陥凹 など*

回転ハンドル

経口彎曲鉗子 先端回転式 40°

○想定使用部位: 喉頭蓋、舌根部 など*

■ 商品コード

経口彎曲鉗子 先端回転式 15°	10360001
経口彎曲鉗子 先端回転式 30°	10360002
経口彎曲鉗子 先端回転式 40°	10360003
経口彎曲鉗子 先端回転式 3種同梱セット	10360004

■ 薬事情報

販売名	経口彎曲鉗子 先端回転式
一般的名称	再使用可能な内視鏡用非能動処置具
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138AD0406

※各製品の想定使用部位に関しては、添付文書の「使用目的又は効能」に記載のされた範囲内で、他の部位にご使用いただく事も可能です。



永島医科器械株式会社

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-2-4-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
[東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
[名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
[大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2403-01-K03