




乳幼児鼻用吸引嘴管 アマツ式

乳幼児鼻腔内分泌物の吸引除去にシリコン製チューブを用いた鼻用吸引器具

- ◆ 吸引先チューブは2孔式（先端・側孔）にて吸引
- ◆ 保持部は慣れているへ型吸引管短管
- ◆ 耳鏡を使用することにより鼻腔内誤深入の防止



先端拡大



■乳幼児鼻用吸引嘴管 (2.5mmセット)

商品コード:10502100

入数:チューブ2.5mm 1袋、短管 1本付

New!

■乳幼児鼻用吸引嘴管 (3.0mmセット)

商品コード:10502200

入数:チューブ3.0mm 1袋、短管 1本付

■へ型吸引管 短管

商品コード:10502102

入数:1本入

■吸引先チューブ (2.5mm)

商品コード:10502101

入数:1袋5本入

New!

■吸引先チューブ (3.0mm)

商品コード:10502201

入数:1袋5本入

販売名	乳幼児鼻用吸引嘴管 アマツ式
一般的名称	洗浄針
クラス分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
製造販売届出番号	13B1X00138MI0028

へ型吸引管短管と吸引先チューブは
高圧蒸気滅菌対応

※販売時は未滅菌です。



永島医科器械株式会社

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-2-4-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
 [東京支社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所]〒460-0013 名古屋市中区上前津2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所]〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

1807-R10-1805-01