

# 片手で着脱可能 診療効率アップに貢献

## N-3型

# ノズル交換ワンタッチ式スプレー



### ノズル ワンタッチ交換

スリーブをスライドさせるだけで容易にノズル交換ができ、診療効率の向上に貢献します。

### 清潔さ重視

ノズルに触れることなく交換ができるので衛生的です。

### 安心のロック機能

誤脱防止ロック付き。  
片手でスリーブを回してスムーズに行うことができ、診療の妨げになりません。

ノズルから薬液瓶まで  
高圧蒸気滅菌対応



## NAGASHIMA

NAGASHIMA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

# N-3型ノズル交換ワンタッチ式スプレー

## ノズル立・回収ケース

専用ノズル立を使用すると脱着はさらにスムーズに。



### ■ノズル立（直用）

最大 30 本までセット可能。  
鉗子立に取付けて使用する 6 本用もあります。  
寸法：W155×D50×H80mm

### ■ノズル回収ケース（直用）

使用後のノズル（直）を片手で簡単に外して回収できます。  
鉗子立に取付けて使用するタイプもあります。  
寸法：W110×D58×H108mm



※ノズル接続サポート器具もご用意しています。



※当社製 SN ユニットの鉗子立に専用のノズル立・ノズル回収用丸蓋を取り付けることも可能です。


20110422	スプレー 直（基部・吸上チューブ付）
20110432	スプレー 曲（基部・吸上チューブ付）
20110503	白瓶 スプレー用（N-II スプレー共通）
20110504	茶瓶 スプレー用（N-II スプレー共通）
20110411	ノズル 直
20110412	ノズル 曲
20110440	ノズル立 30 本用
20110441	ノズル立 6 本用
20110450	ノズル回収ケース
20110451	ノズル回収用丸蓋
20110301	エアボトル HL 用（N-II スプレー共通）
20110309	瓶 HL 用（N-II スプレー共通）



## ホースレススプレー

車椅子、ストレッチャーを使用された患者様の診療時等、ユニットから離れた位置で薬液噴霧を行うのに最適です。

ノズルの交換方法 衛生面の観点から、ノズル立及びノズル回収ケースのご使用をお勧め致します。



※本製品は、当社の耳鼻咽喉科用治療ユニットの構成品の一部として使用されます。



## 永島医科器械株式会社

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

【本社】〒113-0033 東京都文京区本郷 5-2-4-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323  
 【東京支社】〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824  
 【名古屋営業所】〒460-0013 名古屋市中区上前津2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326  
 【大阪営業所】〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



SDGs（持続可能な開発目標）に賛同し、環境保全のための様々な取り組みを推進しています。

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。



本社・第二工場・第三工場に適用

2401-01-K03