

より鮮明に そしてシンプルに

手術用双眼顕微鏡

# SN-PN1

Carl Zeiss社製顕微鏡と機能・操作性を重視した当社開発アームをドッキング



**NAGASHIMA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.**

## ●手術用双眼顕微鏡 SN-PN1

|        | 支柱取付タイプ   | スタンドタイプ   |
|--------|---|---|
| アーム寸法  | 最大長 約 1670 mm<br>最小長 約 500 mm                       | 最大長 約 1370 mm<br>最小長 約 500 mm                       |
| スタンド寸法 | W565×D600×H1420(mm)<br>※キャスター含む                     |   |
| 質量     | 約 12.3kg(手術用顕微鏡含まず)                                 | 約 42.3kg(手術用顕微鏡含まず)                                 |
| 商品コード  | TV アタッチメントレンズ無し 20309100<br>TV アタッチメントレンズ付 20309210 | TV アタッチメントレンズ無し 20309300<br>TV アタッチメントレンズ付 20309410 |

## ● 顕微鏡基部 仕様 (両タイプ共通)

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 手術顕微鏡基 OPMI pico   |
| 変倍機構     | 手動5変倍 ( $\gamma=0.4x/0.6x/1.0x/1.6x/2.5x$ )              |
| フォーカス    | f=200mm/250mm/300mm/350mm/400mm<br>焦点調整機能付:f=200mm/250mm |
| 質量       | 約 1.7kg (観察鏡筒、対物レンズ及び接眼レンズは含まず)                          |
| 製造販売届出番号 | 13B1X00119003080   |
| 製造販売元    | カールツァイスメディテック株式会社  |

両手ハンドル付に変更できます。(オプション)

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 販売名              | 手術用双眼顕微鏡 SN-PN1  |
| 一般的名称            | 可搬型手術用顕微鏡        |
| リスク分類            | 一般医療機器           |
| 特定保守管理医療機器 該当の有無 | 該当               |
| 設置管理医療機器 該当の有無   | 非該当              |
| 製造販売届出番号         | 13B1X00138030020 |



TV アタッチメントレンズ



## ● 光源装置 SL-12 (別売)

より自然光に近い LED 照明で鮮明な観察像を実現。  
LED平均寿命 約25000時間(参考)

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 電氣的定格 | 定格電源 AC100V 50/60Hz<br>電源入力 50VA      |
| 色温度   | 5000 ~ 6400K                          |
| 寸法    | W180×D210×H110mm                      |
| 質量    | 約 3.9kg                               |
| 商品コード | 卓上タイプ: 20349100<br>顕微鏡取付タイプ: 20349200 |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 販売名              | LED光源装置 SL-12    |
| 一般的名称            | 汎用光源             |
| リスク分類            | 一般医療機器           |
| 特定保守管理医療機器 該当の有無 | 非該当              |
| 設置管理医療機器 該当の有無   | 非該当              |
| 製造販売届出番号         | 13B1X00138030401 |

## ● 機器の分類

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 電撃に対する保護の形式による分類     | クラスIのME機器   |
| 電撃に対する保護の程度による装着部の分類 | BF形装着部を持つ機器 |
| 水の有害な浸入に対する保護の程度     | IPX0        |
| 作動(運転)モード            | 連続作動(運転)機器  |



# 永島医科器械株式会社

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323  
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824  
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326  
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用