



NAGASHIMA
NAGASHIMA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

コアグレータ *N-99*



本器は、高周波電流によるジュール熱効果を利用したコアグレータです。

耳鼻咽喉科での手術における
止血・鼻出血・扁桃熱手術・扁桃摘出術・
鼻ポリープ・下甲介粘膜止血・気管に対する凝固術等
に応用されます。

コアグレータ N-99

- 出力モードの種類によって使い分けができます。
- 出力回路は、バイポーラ・モノポーラ共に非接地型（フローティング型）です。
- 出力レベルは手術部位に合わせてボリュームによる無段階調整が可能です。
- コンパクトな設計で小型軽量のため持ち運びに便利です。



付 属 品

■ コアグレータ用バイポーラピンセット (直)



商品コード: 20512102

■ コアグレータ用バイポーラピンセット (曲)



商品コード: 20512103

■ コアグレータ用バイポーラピンセット 出力コード (N-99)



商品コード: 20512101

■ コアグレータ用モノポーラ電極 (球ロング曲型)



商品コード: 20512307

■ コアグレータ用モノポーラ電極 (ループ針)



商品コード: 20512306

■ コアグレータ用モノポーラ電極 (アングル球)



商品コード: 20512303

■ コアグレータ用モノポーラ電極 (針型)



商品コード: 20512305

■ コアグレータ用モノポーラ電極 (モノポーラハンドル)



商品コード: 20512302

■ コアグレータ用モノポーラ電極 (出力コード)



商品コード: 20512301

■ コアグレータ用対極板



商品コード: 20512200

■ コアグレータ用フットスイッチ



商品コード: 20512400

■ 電源コード



商品コード: 20550100

OPTION

■ コアグレータ用対極板クランプコード ※1



商品コード: 20512500

■ コアグレータ用対極板 (N-99対応 モノポーラ用出力コード付対極板) ※2



商品コード: 20512800

■ コアグレータ用バイポーラピンセット 出力コード (N-88) ※2



商品コード: 20512700

※1 クランプに合ったディスプレイタイプの対極板も使用可能です。 ※2 コアグレータ N-88の本体にN-99の付属品が使用できます。

セット内容

品名	商品コード	バイポーラセット 20512001	モノポーラセット 20512002	フルセット 20512003
フットスイッチ	20512400	○	○	○
電源コード	20512100	○	○	○
バイポーラピンセット (直)	20512102	○	×	○
バイポーラピンセット (曲)	20512103	○	×	○
バイポーラ用出力コード	20512101	○	×	○
モノポーラ電極 (球ロング曲型)	20512307	×	○	○
モノポーラ電極 (ループ針)	20512306	×	○	○
モノポーラ電極 (アングル球)	20512303	×	○	○
モノポーラ電極 (針型)	20512305	×	○	○
モノポーラ電極 (モノポーラハンドル)	20512302	×	○	○
モノポーラ電極用 (出力コード)	20512301	×	○	○
コアグレータ用対極板	20512200	×	○	○

仕様

高周波出力	モノポーラ出力: 50W (500Ω) バイポーラ出力: 30W (500Ω) 20W (50Ω)
基本周波数	495KHz ±10KHz
最大高周波電圧	モノポーラ: 250Vp-p バイポーラ: 180Vp-p
寸法	W180mm×H160mm×D310mm
重量	3.8kg (本体のみ)
電氣的定格	定格電源 AC100V 50/60Hz 電源入力 110VA

N-99 本体セット

販売名	一般的名称	リスク分類	医療機器認証番号
コアグレータ N-99	一般的電気手術器	管理医療機器	221AFBZX00123000
	特定保守管理医療機器 該当の有無	設置管理医療機器 該当の有無	
	該 当	非該当	

付属品

※付属品については全て、「特定保守管理医療機器」と「設置管理医療機器」は「非該当」となります。

販売名	一般的名称	リスク分類	認証 / 届出番号
コアグレータ用バイポーラピンセット	バイポーラ電極	管理医療機器	221AFBZX00111000
コアグレータ用バイポーラピンセット 出力コード	電気手術器用ケーブル及びスイッチ	一般医療機器	15B1X00001000166
コアグレータ用モノポーラ電極	高周波処置用能動器具	管理医療機器	221AFBZX00112000
コアグレータ用対極板	処置用対極板	管理医療機器	221AFBZX00113000
コアグレータ用フットスイッチ	電気手術器用ケーブル及びスイッチ	一般医療機器	15B1X00001000156
コアグレータ用対極板クランプコード	電気手術器用ケーブル及びスイッチ	一般医療機器	15B1X00001000157

機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類	クラス I 型
電撃に対する保護の程度による装着部の分類	BF形装着部



永島医科器械株式会社



ケイセイ医科工業株式会社
(製造販売元) 〒959-0261 新潟県燕市吉田鴻巣 96

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本 社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上 前津2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2111-01-N05