

気管支・泌尿器・鼻咽喉用内視鏡洗浄消毒器

ESPAL-III b

自動洗浄時間6分

アルカリ洗剤洗浄→すすぎ洗い→セクリン洗浄→すすぎ洗い→チャンネル内送気 を6分で完了

アルカリ洗剤と二酸化塩素水溶液で強力洗浄消毒

アルカリ濃縮洗剤Eウォッシュと二酸化塩素水溶液セクリンを使用し強力に洗浄消毒。特に血液・蛋白除去に効果が有ります

二酸化塩素で強力除菌

二酸化塩素の特異な酸化力によって、血液など有機物の分解と共に微生物の細胞も分解します

有効部を真直ぐ伸ばして洗浄、洗いムラがない

筒状の洗浄槽に有効部を真直ぐ挿入するため、重なる部分が無く、洗いムラが発生しません

特許のチャンネル内波動洗浄

チャンネル内の洗浄液を前後に激しく動かしてピストン運動させることにより、手洗いによる固体差を解消します

薬液残留は全くありません

二酸化塩素は水に溶けたガス体のため附着残留することがありません。また作業者に対する障害もありません。

スコープ全体を同時洗浄

光源ソケットを含むスコープ全体を自動洗浄消毒します

大変安いランニングコスト

洗剤や薬液は1回ごとに廃棄しますが、使用量が少ないためランニングコストは大変安くなります

大きさ	幅260×奥行650×高さ970mm(本体)	給 水	水道活栓からホース接続
	幅360×奥行695×高さ1300mm(外形)	排 水	ホースでの強制排水
重 量	45kg	電 源	AC100V 200VA
一般的名称	軟性内視鏡洗浄消毒器	薬事承認番号	第 21900BZX00708000