

手動式視刺激装置 バラニー型 Barany's Rotating Drum

本製品は、診察時に簡易に視運動性眼振を誘発するための手動式視刺激装置です。ドラム部は樹脂素材なので軽く、取扱いが容易です。

また、回転軸にベアリングを採用しているため、静かで滑らかに回転します。



大：NB-2

小：NB-1

※台から外し、手持ちで使用することができます。

■仕様

寸法	外寸	小：W200×D480×H200 mm (スタンド含む) 大：W350×D600×H350 mm
	ドラム部	小：全長300 mm 直径200 mm ストライプ10本 大：全長400 mm 直径350 mm ストライプ8本
重量		小：約2300g (ドラム部…約960g) 大：約1900g

一般的名称	眼運動性眼振ドラム
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
製造販売届出番号	13B1X00138040335



SINCE 1910

永島医科器械株式会社

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-2-4-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。※本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。