



- 10100100 額帯反射鏡 巾狭 8.2cm / 小玉用
- 10100300 額帯反射鏡 巾狭 9.1cm / 小玉用
- 10100200 額帯反射鏡 巾広 8.2cm / 小玉用
- 10100400 額帯反射鏡 巾広 9.1cm / 小玉用

- 10100701 額帯 巾狭 小玉用
- 10100702 額帯 巾狭 大玉用
- 10100801 額帯 巾広 小玉用
- 10100802 額帯 巾広 大玉用

* 額帯 5cm 長は別途お問い合わせ下さい。



- 10100201 額帯反射鏡 横止式 8.2cm / 小玉 黒色
- 10100401 額帯反射鏡 横止式 9.1cm / 小玉 黒色

額帯 横止式

10100803 黒色		10100831 乳白色	
10100804 クリーム色		10100832 ブライトオレンジ	
10100805 緑色		10100833 ブライトレッド	
10100806 青色		10100834 ライトブルー	
10100808 赤色		10100835 ライトグリーン	

* 額帯 5cm 長は別途お問い合わせ下さい。




- 10100900 額帯反射鏡 キリアン氏
- 10100902 額帯 キリアン氏 横止式大玉用


- 10100500 反射鏡 8.2cm 小玉用
- 10100501 反射鏡 8.2cm 大玉用
- 10100502 反射鏡 8.2cm 小玉用 / 長焦点
- 10100503 反射鏡 8.2cm 大玉用 / 長焦点
- 10100600 反射鏡 9.1cm 小玉用
- 10100601 反射鏡 9.1cm 大玉用 キリアン氏 反射鏡 共通
- 10100602 反射鏡 9.1cm 小玉用 / 長焦点
- 10100603 反射鏡 9.1cm 大玉用 / 長焦点

帯巾 mm	
巾狭	20
巾広	30
横止式	30


鏡径 cm	球径 φ		焦点距離 cm	
	小玉	大玉	標準	長焦点
8.2	7.5	9.5	15	25
9.1	7.5	9.5	15	25




- 10107400 額帯パット
- 巾狭用
- モルトブレイン両面テープ付
- a 20 b 40



- 10107401 額帯パット
- 巾広用
- モルトブレイン両面テープ付
- a 30 b 50



- 10107402 額帯パット
- 横止式用 ウレタン製
- (マジックテープ対応)
- a 30 b 50



- 10107300 額帯パット
- 巾広用 ウレタン製
- (マジックテープ対応)
- a 30 b 50



- 10107502 額帯マジックテープ
- 横止式用
- a 25 b 50