

耳 鏡



耳鏡
朝顔型

1入	10137505	10137504	10137503
5入	10137515	10137514	10137513
サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)
長さ	34		
基部径	24		
外径	3	4	5
梨地1入	10137575	10137574	10137573
梨地5入	10137585	10137584	10137583



耳鏡
ハルトマン氏

1入	10137502	10137501
5入	10137512	10137511
サイズ	小 (4)	大 (5)
長さ	34	
基部径	24	
外径	6	7
梨地1入	10137572	10137571
梨地5入	10137582	10137581



耳鏡
神尾氏

1入	10137601	10137602	10137603	10137604	10137605
サイズ	1	2	3	4	5
長さ	34				
基部径	24				
外径	4×3	5×4	6×5	8×6	9.5×7
梨地1入	10137671	10137672	10137673	10137674	10137675

* 朝顔型耳鏡の先端を40°でカット



耳鏡
吉田氏

1入	10137701	10137702	10137703	10137704	10137705
5入	10137721	10137722	10137723	10137724	10137725
サイズ	1	2	3	4	5
長さ	32	34	36	38	40
基部径	16	17	18	19	20
外径	3.5×3	5×4	6.5×5	8×6	9.5×7
梨地1入 (前前用)	10139071	10139072	10139073	10139074	10139075
梨地5入	10139081	10139082	10139083	10139084	10139085

* 高木氏耳鏡の先端を40°でカット



耳鏡
高木氏



耳鏡
ポリツェル氏

1入	10137801	10137802	10137803	10137804	10137805
サイズ	1	2	3	4	5
長さ	32	34	36	38	40
基部径	16	17	18	19	20
	3	4	5	6	7
外径					
梨地1入	10137871	10137872	10137873	10137874	10137875

1入	10138101	10138102	10138103	10138104
サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)	特大 (4)
長さ	36			
基部径	17	18	19	20
	4	5	6	7
外径				
梨地1入	10138171	10138172	10138173	10138174



耳鏡
岡大型



耳鏡
ルーツェ氏

1入	10137900	10137901	10137902	10137903	10137904	10137905	10137906
サイズ	0	1	2	3	4	5	6
長さ	34.5						
基部径	26						
外径	3	4	5	6	7	8	9
梨地1入	10137970	10137971	10137972	10137973	10137974	10137975	10137976
梨地5入	-	10137981	10137982	10137983	10137984	10137985	-

1入	10138023	10138022	10138021
サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)
長さ	37		
基部径	18	19	20
	5×3.5	6.5×4.5	8×5.5
外径			
梨地1入	10138073	10138072	10138071

*トレルチ氏耳鏡の先端を40°でカット

耳鏡



耳鏡
後療法大型
直端



耳鏡
後療法大型
斜端



耳鏡
後療法短型

直端1入	10138503	10138502	10138501
斜端1入	10138603	10138602	10138601
サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)
長さ	40		
基部径	22	23	24
	6	7	8
直端外径			
	9×7	10×8	12×9
斜端外径			
直端/梨地1入	10138573	10138572	10138571
斜端/梨地5入	10138673	10138672	10138671

*斜端は先端を40°でカット

1入	10138701	10138702	10138703	10138704
サイズ	1	2	3	4
長さ	32			
基部径	19	20	21	22
	6	7	8	9
外径				
梨地1入	10138771	10138772	10138773	10138774



耳鏡
トレルチ氏



耳鏡
愛媛大型
梨地

1入	10137403	10137402	10137401
サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)
長さ	37		
基部径	18	19	20
	3.5	4.5	5.5
外径			
梨地1入	10137473	10137472	10137471

サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)
長さ	34		
基部径	30		
	4.5	5.5	6.5
外径			
梨地1入	10138873	10138872	10138871



耳鏡
ローゼン氏
梨地

サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)
長さ	36	38	40
基部径	34		
外径	6	7	8
梨地1入	10138973	10138972	10138971



耳鏡
帝京大型
術後処置用
梨地

サイズ	1 (小)	2 (中)	3 (大)
長さ	48	51	54
基部径	24.5	26	27.5
外径	10×8	12.5×9.5	14×11
梨地1入	10140471	10140472	10140473



耳鏡
野村氏
梨地

サイズ	極小	小	中	大	特大
長さ	34	35.4	37	38.5	40
基部径	34				
外径	5.5×5	6.5×6	8×7	9×8	10×9
梨地1入	10139874	10139873	10139872	10139871	10139870






耳鏡
吉田氏 神尾氏型
梨地

サイズ	1	2	3	4	5
長さ	32	34	36	38	40
基部径	24				
外径	4×3	5×4	6×5	8×6	9×7
梨地1入	10137771	10137772	10137773	10137774	10137775



耳鏡
ホッチキス型
梨地

サイズ	1	2	3
長さ	36.5	36.5	36.5
基部径	22	22	22
外径	4	5	6
			
梨地1入	10138371	10138372	10138373

サイズ	1	1 1/2	2	3	4	5
長さ	34	35.5				
基部径	26					
外径	3.5	5.2	6.0	7.0	8.0	9.0
内径	2.5	3.2	4.0	5.0	6.0	7.0
梨地1入	10139171	10139172	10139173	10139174	10139175	10139176



10139270
耳鏡ヘッド
ブリューニングス氏
半円レンズ付 梨地 3倍



10139370
耳鏡ヘッド
ブリューニングス氏
レンズ付 梨地 3倍

10139371
耳鏡ヘッド
ブリューニングス氏
素通しガラス 梨地

1入	10140503	10140502	10140501
サイズ	小 (1)	中 (2)	大 (3)
長さ	41		
基部径	16		
	8	7	6
外径			



10139600
拡大耳鏡セット
ブリューニングス氏
梨地

*セット内の耳鏡は 1、2、3、4
*ゴム球、ゴム管などの単品も取り扱っております。



10140500
通気耳鏡セット
ジューグル氏

*ゴム球単品も取り扱っております。

サイズ	0	1	2	3	4
長さ	40				
基部径	26				
外径	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
内径	7	6	5	4	3
梨地1入	10140271	10140272	10140273	10140274	10140275



10140270
耳鏡セット
通気ジューグル/帝京大型 梨地

*セットの耳鏡は 1、2、3、4
*ゴム球、ゴム管などの単品も取り扱っております。