




10121800
耳茸絞断器
クラウゼ氏
全長 195



10121900
絞断線 耳茸絞断器用 1m
0.15mm φ



10121802
中芯
クラウゼ氏
全長 105





10122510
中耳膿吸引器
鱈淵氏
乳白色 セット

10122511
ポンプ部 乳白色

10122502
バネ

10122503
二重針
a 195



10119101~4
耳鼻科長鈍針
a 60

	G	外径 mm
10119101	22(1/3)	0.7
10119102	23(1/4)	0.6
10119103	25(1/5)	0.5
10119104	27(1/6)	0.4

造影剤注入針 北村氏
a 37

10238500
1
先端 0.6mm

10238501
2
先端 0.7mm

10238502
3
先端 0.8mm

