



上顎洞粘膜剥離子



<p>10226701 上顎洞粘膜剥離子 キリアン氏 直 全長 192 a 5 b 25</p>	<p>10226702 上顎洞粘膜剥離子 キリアン氏 反 全長 190 a 5 b 28</p>	<p>10226703 上顎洞粘膜剥離子 キリアン氏 微弯 全長 191 a 5 b 20</p>	<p>10226800 上顎洞粘膜剥離子 東大型 全長 208 a 5 b 30</p>	<p>10226900 上顎洞粘膜剥離子 黒須氏 両頭 全長 191 a 5 b 28 c 4.2 d 10</p>	<p>10227000 上顎洞粘膜剥離子 千葉氏 両頭 全長 193 a 5 b 22 c 5 d 28</p>
--	--	---	--	--	--



<p>10227100 上顎洞粘膜剥離子 小野氏 両頭 全長 184 a 5 b 14 c 5 d 15</p>	<p>10227201 上顎洞粘膜剥離子 鳥居氏 両頭 A 全長 188 a 5 b 30 c 5 d 10</p>	<p>10227202 上顎洞粘膜剥離子 鳥居氏 両頭 B 全長 190 a 5 b 25 c 5 d 30</p>	<p>10227300 上顎洞粘膜剥離子 兼 鋭匙 北川氏 両頭 全長 193 a 8.3 b 10 c 7.5 d 10</p>
--	--	--	---