



上反り微細鋭匙鉗子

欠畑誠治先生監修

SK 上反り微細鋭匙鉗子（上向 横開き）

横開きなので内視鏡下で視野が確保できます。



左開き



10150110

右開き



10150111

販売名	SK 上反り微細鋭匙鉗子
一般的名称	耳鼻咽喉科用鋭匙鉗子
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138TY0413

上反り鋭匙鉗子 鈴木氏（縦開き）



10167690

販売名	上反り鋭匙鉗子 鈴木氏
一般的名称	耳鼻咽喉科用鋭匙鉗子
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138MY0272



永島医科器械株式会社

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323
 [東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824
 [名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326
 [大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122



本社・第二工場・第三工場に適用

※本カタログ記載の形体及び仕様は予告なく変更することがあります。本カタログの製品の色は印刷の都合上実物と異なることがあります。

2404-01-K03