

鼻科手術・頭蓋底手術に適した

新しい形状のゴルフ剥離子



NAGINATA®



SINCE 1910

NAGASHIMA

東京慈恵会医科大学 大村和弘先生 考案


# NAGINATA®

鼻科手術・頭蓋底手術に適した  
新しい形状のゴルフ剥離子



## 特徴

- ① 鋭になっていることで剥離が可能
- ② 内側に引っ掛けて剥離も可能
- ③ 突起を利用して剥離も可能



両側の先端形状とカーブ角度は同じ  
1本の剥離子で左右両側に使用可能

### ■ 商品コード

両頭曲がりゴルフ剥離子 NAGINATA	10282001
----------------------	----------

### ■ 薬事情報

販売名	両頭曲がりゴルフ剥離子 NAGINATA
届出番号	13B1X00138TNK407
一般的名称	剥離子
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器該当性の有無	非該当
設置管理医療機器該当性の有無	非該当



## 永島医科器械株式会社

URL <http://www.nagashima-medical.co.jp>

[本社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3812-1323  
[東京支社] 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(代) FAX(03)3816-2824  
[名古屋営業所] 〒460-0013 名古屋市中区上前津2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326  
[大阪営業所] 〒541-0055 大阪市中央区船場中央2-1-4-325 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122

